

ZEITGARD PRO - Das Beautystudio für zu Hause

Überblick Fakten

Der ZEITGARD PRO ist ein innovatives, hochtechnologisches Device in Studioqualität, mit 4 Anwendungen durch 4 Aufsätze. Die Ergebnisse werden noch mit der professionellen Institut-Kosmetik, mit hocheffektiven Pflegeformeln und dem WTS, dem eigenen Wirkstoff-Transport-System, verstärkt.

Der ZEITGARD PRO ist zum Patent angemeldet und die Wirksamkeit mit sicht- und spürbaren Ergebnissen, wurde durch das unabhängige dermatologische Institut „dermatest“, bestätigt.



Das **REINIGUNGSTOOL** besteht aus einer oszillierenden (ca. 6.400 Schwingungen pro Minute) und mit MicroSilver™ Technology versetzten Reinigungsbürste. Passend dazu gibt es die perfekte Reinigungscreme.

Die Gesichtsreinigung ist dadurch bis zu 10x effektiver gegenüber manueller Reinigung.

Das Hautbild wird dabei verfeinert und verbessert. Sie wirkt auch optimal bei stark unreiner Haut und Akne.

Die weichen, abgerundeten Bürstenfilamente sind mit antibakteriellen MicroSilver™ versetzt.

Wechsel des Bürstenkopfes wird je nach Anwendung alle 2-3 Monate empfohlen.

Das **KAVITATIONSPEELING** ist eine der besten Möglichkeiten Haut absolut reinzubekommen. Die Frequenz des Ultraschalls des Face Peeling Tools, wird mit Hautkontakt in Ultraschall-Schwingungen umgewandelt, welche Schmutz, Whiteheads, abgestorbene Hautzellen der Hornschicht der Epidermis, sowie überschüssigen Talg, von der Oberfläche effektiv abträgt.

Wassermoleküle auf der Hautoberfläche sind in Verbindung mit den 25 kHz des Ultraschallkopfes pure Verstärker, ähnlich einem Hochdruckreiniger, nur mit einer anderen Technologie: Der Ultraschall bringt die Wassermoleküle in Schwingung, wodurch diese verdampft werden. Die dabei freiwerdenden Energien sind wie Mini-Explosionen und lösen auch „festeren“ Schmutz, der sich bis in die tieferen Hautporen festgesetzt hat, als auch abgestorbene Hautzellen.

Das ist intensives Detox und reinigt die Haut wie keine andere Reinigung. Für eine Detox-Behandlung auf Kosmetikstudio-Niveau, sollte man das Face Peeling Tool zweimal die Woche, statt der Reinigung mit dem Face Cleansing Tool, anwenden.

Eine „Erstverschlimmerung“ des Hautbildes, nach den ersten Behandlungen ist möglich und zeigt, dass die Haut auf die Behandlung anspricht, da sich die Unterlagerungen aus tiefen Hautschichten lösen. Diese Reaktionen werden in der Regel nach mehreren Behandlungen abklingen.

Das Face Peeling Tool ist mit Ultraschall-Technologie und ermöglicht eine präzise Reinigung der Haut von Blackheads und abgestorbene Hautzellen. Danach am besten das passende Gesichtswasser verwenden.

Die Behandlung ist praktisch für jeden Hauttyp und fast jeden Hautzustand wie: Akne, Couperose, atopische Dermatitis und extrem empfindliche Haut, geeignet. Natürlich auch bei Personen, die in Großstädten wohnen, wo größere Luftverschmutzung ihre Haut negativ beeinflusst. Die Peeling-Funktion reinigt nicht nur die Haut, sondern regt gleichzeitig den Lymphfluss und die Durchblutung an.

Ergebnis: Falten werden gemindert, Unreinheiten sanft entfernt. Akne-Narben, die nicht älter als 1 Jahr sind, können ebenfalls behandelt werden. Nur bei offenen Wunden sollte man vorsichtig sein.

Das **FACE SMOOTHING Tool**, ebenfalls mit Ultraschall-Technologie, sorgt dafür, dass die Wirkstoffe der Pflegeprodukte tiefer in die Haut eindringen. Falten werden deutlich gemindert.

Beste Ergebnisse werden mit den speziellen LR-Produkten, die das Wirkstoff-Transport-System (WTS), haben. Nanogold für 20-40 Jahre, Beauty Diamonds für 40+, Platinum für Männer sowie die Bodycream.

Diese Kombination wirkt wie ein Anti-Aging-Booster. Sie erhöht die kosmetische Wirksamkeit der wertvollen Inhaltsstoffe um ein Vielfaches, indem es diese erstens gezielt zur Hautzelle und zweitens direkt in die Zelle hinein transportiert.

Erst nach dem Andocken des Trägers, werden die Wirkstoffe im Inneren der Zelle freigesetzt, um dort ihre volle Wirksamkeit zu entfalten. Auf diese Weise ist es möglich, direkt an den Ursprung der Hautalterung zu gelangen und sie durch gezielte Nährstoff-Versorgung zu verlangsamen. Natürlich kann man das Device auch mit jedem anderen Produkt von LR anwenden.

Das Face Smoothing Tool setzt auf eine komplett andere Technologie, die derzeit in der Dermatologie und insbesondere in Kosmetikstudios am häufigsten angewendet wird. Das ZEITGARD PRO Anti-Age Device nutzt eine Kombination aus Thermo-Technologie und Vibration.

Die Technik des ZEITGARD PRO Anti-Age Device setzt darauf, die hauteigenen Vorgänge und Anpassungsreaktionen der Haut zu aktivieren und die Mikrozirkulation innerhalb der feinen Blutgefäße in der Haut zu stimulieren.

Die Nährstoffversorgung der Haut wird somit optimiert, gleichzeitig werden Schadstoffe aus den Hautschichten abtransportiert. Die Vibration „stübt“ die Wirkstoffe des ZEITGARD PRO Anti-Age-Produktes in die tiefere Hautschicht der Epidermis (Oberhaut) hinein, wo die ZEITGARD Anti-Age-Produkte nach dem Inside-Out-Prinzip arbeiten.

Das Face Smoothing Tool setzt genau da an, verwendet jedoch statt Vibration jetzt stärkere Mikro-Ultraschall-Schwingungen (1.000 kHz), die nicht nur wie eine Mikromassage auf die Hautschichten wirken und den Zellstoffwechsel sowie Kollagen-Synthese anregen, sondern auch die Wirkstoffe der LR Zeitgard Pflege direkt an die Dermis (Lederhaut), also noch tiefer, bringt. Wir platzieren somit die Wirkstoffe der Pflegeprodukte nicht mehr nur in die Zellzwischenräume der Epidermis (Oberhaut), sondern direkt an die Dermis (Lederhaut) die aus Kollagen- und Elastinfasern besteht und der Haut ihre Festigkeit und Elastizität verleihen. Das schaffen Wirkstoffe nur mit Hilfe, durch „erhöhten Druck von außen“. In unserem Fall mit Hilfe von Ultraschall.

Das Face Smoothing Tool fördert den Abtransport von Schadstoffen, jedoch nicht durch Vibration, sondern durch die Erzeugung von Tiefenwärme, die als sehr angenehm empfunden wird.

Jetzt können die LR ZEITGARD Pflegeprodukte nicht nur die Hautoberfläche optimal pflegen und nähren, sondern können auch direkt an bzw. in der Zellstruktur wirken. Die Ultraschall-Wellen stimulieren die Zellerneuerung, körpereigene Kollagenneubildung und den Abtransport von Schadstoffen.

Das **MASSAGE Tool** sorgt für ebene straffe Körperhaut bei allen Problemzonen. Das Fett in den Hautzellen bildet eine unebene Fläche und lässt unser Hautbild vor der Anwendung dellig erscheinen und unterstützt die natürlichen Ausscheidungsprozesse im Körper über das Gefäß- und Lymphsystem.

Während der Ultraschall-Anwendung verflüssigt sich das Fett in den Hautzellen. Nach ca. 2 Minuten ist das Fett in den Hautzellen der behandelten Stelle komplett verflüssigt und bereit, sich zu einer ebenen, glatten Fläche neu zu formen. Das Ergebnis ist, dass das Hautbild glatter und fester wirkt.

Die Körpercreme mit Wirkstoff-Transport-System ist mit verkapseltem Wirkstoff, der die Haut festigt und die Hautrauhigkeit reduziert. Sie unterstützt die Kollagenbildung der Haut und spendet Feuchtigkeit. Schlackenstoffe, die zwischen den Fettzellen sitzen, werden durch die Ultraschallanwendungen getrennt und die Lympheflüssigkeit kann diese besser abtransportieren. Die Durchblutung wird gefördert und die Elastin und Kollagenstränge entspannen sich wieder.

Panthenol und Vitamin E stärken ihre Barrierefunktion, Hyaluronsäure polstert sie sichtbar auf, die Haut erhält mehr Elastizität und Spannkraft und fühlt sich seidig und glatt an.

Natürlich kann man das Massage Device auch bei Ödemen, Wassereinlagerungen, usw. verwenden. Auch mit allen Aloe Vera Körperpflege-Produkten, sowie die Thermolotion und das LR Soul of Nature Care Oil.

Bei Schwangerschaft, Herzkrankheiten, Herzschrittmacher, Geschwulstkrankheiten, Hautkrebs, Sonnenbrand, Offenen Wunden, Durchblutungsstörungen, Thrombose, Blutgerinnungsstörung, Epilepsie oder Infektionskrankheiten (Fieber, AIDS usw.), solltest du eine dauerhafte, regelmäßige Anwendung mit deinem Arzt/deiner Ärztin abklären.